



## Wie mache ich den Selbst-Test?

Der Selbst-Test heißt: **RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD**

Der Hersteller heißt: **Boson**

Text in Leichter Sprache



### Nehmen Sie sich Zeit beim ersten Mal !

Planen Sie mindestens **30 Minuten** ein.

Bitte lesen Sie **zuerst alles in Ruhe** durch,  
**bevor** Sie den Test machen !

Schauen Sie sich bitte **die Bilder** genau an.

Legen Sie sich **eine Uhr** bereit.


Bitte **reinigen** Sie sich vorher gründlich **die Hände**.



### Ich bereite zuerst alles vor

Diese 4 Dinge liegen im Test-Paket:

Diese Komponenten  
sollten zur Testdurchführung  
vorliegen:




Das lange dünne Stäbchen ist der **Nasen-Abstrich-Tupfer**.

Damit nehme ich etwas Schleim aus der Nase.

Diesen Vorgang nennt man Proben-nahme.

1


Ich säubere mir gründlich die Nase.  
Mit einem **neuen Taschentuch**.



Ich öffne das Fläschchen mit der Flüssigkeit ( Extraktionslösung ).  
Ich fülle die Flüssigkeit in das Röhrchen.

## So mache ich eine Proben-nahme:

Ich mache es bei normaler Zimmer-Temperatur ( etwa 20 Grad Celsius )



2

Ich nehme das Stäbchen aus der Verpackung.

Dabei berühre ich **nicht** die Seite mit dem weichen Watte-Tupfer.

Das Stäbchen halte ich **am Griff** fest.

Die Seite mit dem weichen Watte-Tupfer kommt in die Nase.

So wie auf dem Bild.

Ich führe das Stäbchen **langsam** in mein Nasen-Loch.

Etwa **2,5 Zentimeter ( cm ) tief** nach oben in die Nase.

So **schräg** wie auf dem Bild. Und locker, ohne Druck.

Ich drehe das Stäbchen **3 bis 4-mal** im Kreis.

Und berühre dabei alle Seiten innen in der Nase.

Damit der Nasen-Schleim am Stäbchen kleben bleibt.




Das dauert **etwa 15 Sekunden**.

Jetzt führe ich das Stäbchen **in mein anderes Nasen-Loch**.

Ich mache **noch einmal genau das Gleiche** wie eben.

Das dauert noch einmal **etwa 15 Sekunden**.

## Was mache ich jetzt mit dem Stäbchen?



**3**

Das eben benutzte Stäbchen tue ich in das Röhrchen mit der Flüssigkeit.

Mit der weichen Seite nach unten, die in meiner Nase war.

Ich **drehe** das Stäbchen **mindestens 3 bis 5-mal** im Kreis.

**4**

Ich lasse das Stäbchen noch **1 Minute** im Röhrchen.

**5**

Ich **drücke** das Röhrchen mehrmals **unten fest zusammen**.

Damit es fest an das Stäbchen drückt.

Es soll dabei der Schleim vom Stäbchen abgehen.

**6**

Ich **drücke** das Stäbchen noch einmal **ganz fest innen gegen das Röhrchen**.

Und nehme dabei das Stäbchen aus dem Röhrchen.

Ich drücke die **Tropf-Kappe** fest auf das Röhrchen.

**7**

Ich öffne den Folien-Beutel mit dem eckigen Test-Feld.

Ich drehe das Röhrchen um **und tropfe 3 Tropfen** in das Loch vom Test-Feld.

Das Test-Feld heißt: Test-Kassette.

Ich drücke das Röhrchen **etwas zusammen**, damit es besser tropft.

**8**


Ich warte **15 Minuten**.

Jetzt kann ich das Ergebnis ablesen.


Bitte **nicht kürzer** als 15 Minuten warten !  
 Und auch **nicht länger** als 20 Minuten warten.  
 Denn dann wird das Test-Ergebnis falsch !



## Das Ergebnis lesen



Wenn bei **T** eine **farbige Linie** ist: Dann ist der Test **positiv**.



<p><b>Test ist negativ:</b>                  Wenn <u>nur</u> bei <b>C</b> eine farbige Linie ist. Die Linie kann schwach oder stark sein.</p>	<p><b>Test ist positiv:</b>                  Wenn bei <b>C und T</b> eine farbige Linie ist. Die Farbe kann stärker oder schwächer sein.</p>	<p><b>Kein Test-Ergebnis:</b>                  Wenn es <u>bei C</u> <b>keine</b> Linie gibt.</p>	<p>Bitte die benutzten Test-Sachen wegwerfen. In den Haus-Abfall ( Rest-Müll ).</p>
<p><b>Das Test-Ergebnis bedeutet:</b>                  Man ist sehr wahrscheinlich <b>nicht</b> an Corona erkrankt. Der/die Schüler*in kann in der Schule bleiben.</p>	<p><b>Das Test-Ergebnis bedeutet:</b>                  Man ist sehr wahrscheinlich <b>an Corona erkrankt</b>. Der/die Schüler*in wird von den anderen getrennt. Er/sie muss nach Hause. Die Eltern müssen das örtliche Gesundheits-Amt informieren. Und die Haus-Arzt-Praxis. Der/die Schüler*in muss einen <b>PCR-Test</b> machen.</p>	<p>Der/die Schüler*in muss den Test <b>noch einmal</b> machen. Mit einem <u>neuen</u> Test-Paket.</p>	

## Antworten auf wichtige Fragen

### Was ist ein Corona-Selbst-Test?

Der Corona-Selbst-Test heißt auch: Antigen-Schnell-Test.

Jeder kann den Test **selbst machen**.

Es geht **einfach und schnell**.

Man muss ein Stäbchen **in die Nase** tun.

Schon nach **15 Minuten** bekommt man das Ergebnis.



### Was ist, wenn das Test-Ergebnis positiv ist?

Dann ist man sehr wahrscheinlich **an Corona erkrankt**.

Die Schüler\*innen werden von den anderen getrennt.

Sie müssen nach Hause.

Die Eltern müssen das örtliche **Gesundheits-Amt** informieren.

Und die **Haus-Arzt-Praxis**.

Der/die Schüler\*in muss einen **PCR-Test** machen.

Um das Test-Ergebnis zu **überprüfen**.

Denn in manchen Fällen wird ein **falsches** Test-Ergebnis angezeigt.

Wenn der **PCR-Test auch positiv** ist:

Dann ist man **wirklich an Corona erkrankt**.



### Warum muss man bei einem negativen Test-Ergebnis trotzdem die Corona-Regeln beachten?

Die Selbst-Tests sind ein zusätzlicher Schutz.

Sie helfen mit, dass sich nicht so viele Menschen mit Corona anstecken.

Dabei helfen auch **die Corona-Regeln**:

- Abstand halten, mindestens 1,50 Meter voneinander
- Mund-Nasen-Maske tragen
- Hände waschen
- Niesen und husten in die Armbeuge
- Regelmäßig die Räume lüften



## Wie werden die Selbst-Tests aufbewahrt und entsorgt?

Die Tests sollen bei 4 bis 30 °C aufbewahrt werden.

### **Nicht einfrieren.**

Die benutzten Tests **gemeinsam mit anderen Haushalts-Abfällen** entsorgen ( Rest-Müll ).

In einem reißfesten und dichten Müll-Beutel.



## Haben Sie oder Ihr Kind typische Corona-Krankheits-Anzeichen?

### **Dann machen Sie oder Ihr Kind keinen Selbst-Test !**

Rufen Sie Ihre Haus-Arzt-Praxis oder das zuständige Gesundheits-Amt an.

Schüler\*innen mit typischen Corona-Krankheits-Anzeichen dürfen **nicht in die Schule**.

Eine Liste von den örtlichen Gesundheits-Ämtern gibt es hier:

**Bitte anklicken: Gesundheits-Ämter**



**Mehr Informationen zum Corona-Selbst-Test:**

**Bitte anklicken:**

- **Erklär-Film: Wie mache ich einen Selbst-Test**
- **Anleitung in verschiedenen Sprachen**
- **Häufig gestellte Fragen und Antworten**



---

Diese Informationen wurden im April 2021 geschrieben.

Übersetzung in Leichte Sprache: [www.einfachverstehen.de](http://www.einfachverstehen.de);

Anleitungs-Bilder: © Boson;

Bild Nase-putzen, Lineal: © pixabay;

Andere Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,

Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013; Leichte-Sprache-Zeichen: © Inclusion Europe